

# HERGOM

SILLAS DE RUEDAS Y CAMAS DE HOSPITAL

CATÁLOGO



# HANDY SÓLIDA

S200



## Ligera y Dinámica

### CARACTERÍSTICAS

- Manubrios abatibles
- Descansa brazos fijo acojinado tipo escritorio
- Asiento de lona acojinada
- Frenos de seguridad
- Rueda sólida de cañuela
- Rines cromados
- Banda de seguridad
- Descansa pies fijo de plástico de alto impacto
- Plegadiza
- Esmaltada



	64
	46
	60
	20
	50
	90
	100



S200N

# HANDY NEUMÁTICA



## Plegable y Compacta

64	
46	
60	
20	
50	
90	
100	

### CARACTERÍSTICAS

- Manubrios abatibles
- Descansa brazos fijo acojinado tipo escritorio
- Asiento de lona acojinada
- Frenos de seguridad
- Rueda neumática
- Rines cromados
- Banda de seguridad
- Descansa pies fijo de plástico de alto impacto
- Plegadiza
- Esmaltada



Comodidad



Plegadiza



# POPULAR

# \$100



## Amplitud y Comodidad

### CARACTERÍSTICAS

- Manubrios abatibles
- Descansa brazos fijo acojinado tipo escritorio
- Asiento acojinado de vinil tipo piel
- Frenos de seguridad
- Rueda sólida de cañuela
- Rines cromados
- Banda de seguridad
- Descansa pies fijos de aluminio
- Plegadiza
- Cromada



	68
	51
	58
	20
	49
	87
	100

Handy®



S300

# ESTÁNDAR



## Práctica y Resistente

### CARACTERÍSTICAS

- Manubrios abatibles
- Descansa brazos desmontables tipo escritorio con codera blanda
- Asiento acojinado de vinil tipo piel
- Frenos de seguridad
- Rueda sólida de cañuela
- Rines de polipropileno
- Banda de seguridad
- Descansa pies desmontables de aluminio
- Plegadiza
- Cromada



Comodidad



Polipropileno



64



48



62



20



49



94



100



8

Handy®



# SUPREMA

# S400

## Comoda y Elegante

### CARACTERÍSTICAS

- Manubrios abatibles
- Descansa brazos desmontables tipo escritorio con codera blanda
- Asiento acolchado de vinil tipo piel
  - Frenos de seguridad
- Rueda sólida de cañuela
  - Rines de polipropileno
- Elevapiernas con soporte ajustable a 3 niveles
- Descansa pies desmontables de aluminio ajustables a la altura del paciente
  - Plegadiza
  - Cromada

	64
	48
	62
	20
	49
	94
	100



3 Niveles



Polipropileno

Handy®



S500

# ELÉCTRICA MOD.1



## Abatible y Portable

### CARACTERÍSTICAS

- Respaldo abatible
- Descansa brazos abatibles
- tipo escritorio con codera blanda
- Control de mando de posiciones (Joystick)
- Asiento acojinado con forro de lona
- Cinturón de seguridad
- Frenos de seguridad en llantas traseras
- 2 Motores de 150 W
- Movilidad óptima
- Dirección precisa
- Mayor estabilidad
- Doble batería
- con duración de 8 hrs. aprox.
- Descansa pies desmontables de aluminio



Joystick



Doble batería

77



45



31



20



50



92



110



1-6



28AH



12°



10

Handy®





## Independencia y Confort

### CARACTERÍSTICAS

- Respaldo reclinable
- Descansa brazos tipo escritorio con codera blanda
- Control de mando de posiciones (Joystick)
- Asiento acolchado con forro tipo lona
- Suspensión de 4 amortiguadores
- Duración de batería de 8 hrs. aprox.
  - Descansa pies abatibles
  - Lámparas de seguridad
  - Movilidad óptima
  - Dirección precisa
  - Mayor estabilidad
  - Motor de 200 W
- Doble batería con duración de 8 hrs. aprox.



	73
	41
	31
	20
	49
	96
	120
	1-6
	28AH
	12°



S700

# HANDY PCI



## Protección y Ergonomía

### CARACTERÍSTICAS

- Diseñada para infantes con parálisis cerebral
- Amplia gama de regulaciones que permite al usuario un gran confort y una postura correcta, evitando así posibles deformaciones
- Asiento, cabecera y respaldo acojinados con forro de lona para un mayor confort
- Cabecera ergonómica y ajustable
- Protectores para un mayor soporte (torso, cadera y entrepiernas)
- Descansa brazos tipo escritorio
- Elevapiernas ajustable de 90° a 180°
- Descansa piernas ajustable a 3 niveles
- Descansa pies ajustables a la altura del paciente
- Soporte antivolcaduras
- Asiento con forro antitranspirante
- Frenos de seguridad en llantas traseras
- Ruedas de poliuretano
- Cinturón cruzado de seguridad
- Soporte antivolcaduras



36	
37	
37	
30°	
180°	
37	
15	
47	
115	
75	




Protección



Reclinable





## Calidad y Adaptabilidad

### CARACTERÍSTICAS

- Diseñada para adultos con parálisis cerebral
- Amplia gama de regulaciones que permite al usuario un gran confort y una postura correcta, evitando así posibles deformaciones
- Asiento, cabecera y respaldo acojinados con forro de lona para un mayor confort
  - Cabecera ergonómica y ajustable
- Protectores para un mayor soporte (torso, cadera y entrepiernas)
  - Descansa brazos tipo escritorio
- Elevapiernas ajustable de 90° a 180°
- Descansa piernas ajustable a 3 niveles
  - Descansa pies ajustables a la altura del paciente
  - Soporte antivoltcaduras
- Asiento con forro antitranspirante
  - Frenos de seguridad en llantas traseras
  - Ruedas de poliuretano
- Cinturón cruzado de seguridad
  - Soporte antivoltcaduras




	56
	40
	46
	30°
	180°
	37
	15
	45
	114
	100



C3020

# CAMA MANUAL



## Durabilidad y Confort


80°



40°



200



96



### CARACTERÍSTICAS

- Cama manual de 2 manivelas
- Control de 2 posiciones (cabecera y pies)
- Bastidor plegable de aluminio
- Frenos de seguridad en sus 4 ruedas
- Mayor confort gracias a su colchón de poliuretano
- Barandales de protección abatibles



2 manivelas de posición



Frenos de seguridad

Handy®



# CAMA MANUAL


C3031

## Ajustable y Comoda

### CARACTERÍSTICAS

- Cama manual de 3 manivelas
- Control de 3 posiciones: (cabecera, pies y altura)
- Bastidor plegable de aluminio
- Frenos de seguridad en sus 4 ruedas
- Mayor confort gracias a su colchón de poliuretano
- Barandales de protección abatibles

	37-75
	80°
	40°
	200
	96



Handy®



C3220

# CAMA ELÉCTRICA



## Práctica y Ergonómica


80°



40°



200




96



### CARACTERÍSTICAS

- Cama con sistema eléctrico
- Control remoto de 2 posiciones (cabecera y pies)
- Bastidor plegable de aluminio
- Frenos de seguridad en sus 4 ruedas
- Mayor confort gracias a su colchón de poliuretano
- Barandales de protección abatibles



16

Handy®



# CAMA ELÉCTRICA


C3230

## Estable y Automática

### CARACTERÍSTICAS

- Cama con sistema eléctrico
- Control remoto de 3 posiciones: (cabecera, pies y altura)
- Bastidor plegable de aluminio
- Frenos de seguridad en sus 4 ruedas
- Mayor confort gracias a su colchón de poliuretano
- Barandales de protección abatibles

	45-76
	80°
	40°
	200
	96



Control de posiciones



Frenos de seguridad

Handy®



C3238

# CAMA ELÉCTRICA



## Versátil y Atractiva

### CARACTERÍSTICAS

- Cama con sistema eléctrico
- Control remoto de 5 posiciones:  
(cabecera, pies, altura y trendeleburg)
- Bastidor plegable de aluminio
- Frenos de seguridad en sus 4 ruedas
- Mayor confort gracias a su colchón de poliuretano
- Barandales de protección abatibles

47-85



80°




40°




12°




12°



200



96



18

Handy®